



CONSULTORIO MÓVIL MÉDICO-DENTAL



COMSA
SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz







CONSULTORIO MÓVIL MÉDICO-DENTAL



MOBILIARIO PARA CONSULTORIO MÉDICO

MESA DE EXPLORACIÓN METÁLICA, CON COLCHÓN DE AGLUTINADO DE 9 CM. DE ESPESOR TAPIZADA EN VINIL, PIERNERAS, DESANGRADOR, BANCO BASURERO Y BANQUILLO GIRATORIO CON RESPALDO. NEGATOSCOPIO SENCILLO DE PARED, BASCULA PESA ADULTOS, CON ALTÍMETRO, BAUMANOMETRO DE PARED, PORTASUEROS Y SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS.



EQUIPO DENTAL

SILLÓN MEDICO DENTAL HIDRÁULICO CON ESCUPIDERA INTEGRADA, LÁMPARA DENTAL DE LUZ FRÍA CON PANTALLA CURVA, FOCO DE HALÓGENO, FILTRO DE LUZ Y CON BRAZO ARTICULADO DE MÚLTIPLES POSICIONES ADAPTADA EN UN SOPORTE COLOCADO DE PISO A TECHO PARA DARLE MAYOR RIGIDEZ. MESA MODULAR CON BAUMANOMETRO, SOPORTE DE MANGUERAS Y MESA DE INSTRUMENTOS, NEGATOSCOPIO PARA OBSERVACION DE RADIOGRAFÍAS, LLAVE DE AGUA PARA LLENADO DE VASOS CON ESCURRIDERA. SILLÓN GIRATORIO Y CROMADO PARA EL DENTISTA. ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTAL DENTAL. COMPRESOR DENTAL (SILENCIOSO) DE DOS CABEZAS.

UNIDAD MÉDICO DENTAL MÓVIL SOBRE CHASIS DE 3.5 TONS. H.D.

DIMENSIONES INTERIORES : 6.50 MTS DE LARGO, 2.30 MTS DE ANCHO, 1.85 MTS DE ALTO, UN COMPARTIMIENTO EXTERIOR , PARA COLOCAR LA PLANTA DE LUZ.

BAÑO W.C. COMPARTIMIENTO PARA W.C. CON

PUERTAS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN, BAÑO W.C. CON SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN PARA UNIDAD MÓVIL Y LAVAMANOS, CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE .

PLANTA DE LUZ

INSTALACIÓN DE 110 VCA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA SISTEMA DE DOBLE BATERÍA

MORA NO.29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN MÉXICO D.F.
C.P. 07730 TELS.: (52-55) 333-08-333 FAX: (52-55) 333-07-500

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx