



AMBULANCIA TIPO I



COMSA

SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE O.V.



GMC




ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



AMBULANCIA TIPO I



SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECIAL

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, SISTEMA INTELIGENTE DE RECARGA DE BATERÍAS, EQUIPO INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 VCD A 110 VOLTS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 110 VCA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CONSOLA CENTRAL DE CONTROL.

CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS

NUESTRAS AMBULANCIAS SON EQUIPADAS CON CAMILLAS DE LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO, (STRYKER Y FERNO).

COMPARTIMENTOS EXTERIORES

PARA TANQUE DE OXÍGENO, EQUIPO MÉDICO Y LLANTA DE REFACCIÓN.

CABINA DE PACIENTES

FABRICADO 100% ALUMINIO, ESTRUCTURA TUBULAR Y LAMINA CAL.11, AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN TODA LA CABINA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES KKK-1822-F.

ROTULADO Y FRANJEADO TIPO AMBULANCIA

SEGÚN IMAGEN DEL USUARIO.

MORA NO.29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN MÉXICO D.F.
C.P. 07730 TELS.: (52-55) 333-08-333 FAX: (52-55) 333-07-500

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx