



AMBULANCIA FORD TRANSIT 250



COMSA

SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



AMBULANCIA FORD TRANSIT 250



EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL

TODO EL EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL ES MARCA WHELEN, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL KKK-1822-F.

EQUIPO DE LA CABINA DE PACIENTES

GABINETE FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, EN DOS TONOS DE COLOR Ó DE PVC, RIGIDO MODIFICADO DE 13MM DE ESPESOR.

CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS

NUESTRAS AMBULANCIAS SON EQUIPADAS CON CAMILLAS DE LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO, (STRYKER Y FERNO).

ACCESORIOS OPCIONALES

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO E INVERSOR DE CORRIENTE.

SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECIAL

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA CON CONTROL DIGITAL, SWITCH GENERAL DE ENCENDIDO Y APAGADO. ARNESES PREFABRICADOS TIPO AUTOMOTRIZ. SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE PANTALLAS TOUCH SCREEN.

ROTULADO Y FRANJEADO TIPO AMBULANCIA

SEGÚN IMAGEN DEL USUARIO.

MORA NO.29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN MÉXICO D.F.
C.P. 07730 TELS.: (52-55) 333-08-333 FAX: (52-55) 333-07-500

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx