

MX-PRO R3

Camilla para ambulancia
con armazón en X

MODELO 6082

Apoyo Neumático para la Espalda

Una innovación de RUGGED.
Ofrece mayor control al usuario.

Barras Laterales Plegables

Una innovación de RUGGED.
Totalmente funcional en espacios
reducidos.

Mangos de Liberación Fáciles de Usar

Poca fuerza para liberarla y distancia corta de
agarre. Práctica para usuarios bajos.

Armazón en X Patentado

Confiable comprobada.
Acción amortiguada cuando
se destraba.

650lb (295 Kg.)

capacidad

La MX-PRO R3 cuenta con una capacidad de carga de 295 Kg. (650 lb.), si bien pesa sólo 37 Kg. (81 lb.). Usted recibe una camilla liviana que es más resistente, más duradera y fácil de maniobrar.

“Estamos muy contentos con nuestras camillas Stryker. La MX-PRO redujo significativamente la exposición de nuestros empleados a posibles lesiones. Gracias Stryker”.

Bill Weston

Director de Operaciones, Care Ambulance

Mayor Superficie para el Paciente

Tiene espacio para los pacientes más altos. Maximiza el espacio entre el paciente y el usuario.



Barra de Seguridad con Capacidad de Elevación

Asegura la confianza en el manejo. Reduce la altura de elevación para los usuarios más bajos.



Sección Plegable de la Cabecera

Dimensiones más pequeñas en su clase cuando está doblada. Maximiza la maniobrabilidad en espacios apretados.



Ruedas de Gran Tamaño

Se necesita menos esfuerzo para desplazarla.

MX-PRO R3

¿Cómo mejoró aún más la mejor camilla de armazón en X? Con su opinión. Basándonos en sus comentarios, mejoramos la MX-PRO más allá de sus estándares líderes en la industria. Ni siquiera la superioridad puede escapar a nuestra pasión por la mejora constante.

- **Más liviana sin afectar el desempeño**
- **Mayor superficie para el manejo de pacientes**
- **Menor esfuerzo para el funcionamiento**
- **Controles más sencillos**

Accesorios Exclusivos

Consulte las páginas 24 a 26 para ver todos los accesorios.



Gancho para Equipo

Práctico gancho para colgar monitores del armazón de la camilla. Vea fácilmente el monitor durante el traslado del paciente.



Soporte de O₂ en la Cabecera

Asegure el tanque de oxígeno donde no estorbe y donde tenga fácil acceso.



Bolsillo en la Cabecera

Ofrece espacio adicional para guardar cosas y un rápido acceso a los artículos necesarios.

Especificaciones del **MODELO**

Especificaciones de Camillas

Modelo	Power-PRO	MX-PRO R3	MX-PRO Transporte bariátrico
Número de Modelo	6500	6082	6083
Largo Total	203 cm (80 pulg.)	203 cm (80 pulg.)	203 cm (80 pulg.)
Largo			
Estándar	203 cm (80 pulg.)	203 cm (80 pulg.)	203 cm (80 pulg.)
Mínimo	160 cm (63 pulg.)	157 cm (62 pulg.)	157 cm (62 pulg.)
Ancho Total	58 cm (23 pulg.)	58 cm (23 pulg.)	74 cm (29 pulg.)
Capacidad de Peso Máxima	318 Kg (700 lb.)	295 Kg (650 lb.)	* 727/386 Kg (1600/850 lb.)
Rango de Altura (desde la parte superior de la camilla)			
Alta	¹ 106 cm (41,5 pulg.)	³ 97 cm (38 pulg.)	² 97 cm (38 pulg.)
Baja	36 cm (14 pulg.)	33 cm (13 pulg.)	33 cm (13 pulg.)
Peso	*** 57 Kg (125 lb.)	** 37 Kg (81 lb.)	** 50 Kg (111 lb.)
Articulación del Respaldo	0° – 73°	0°–73°	0° – 73°
Altura de Carga Recomendada	Hasta 91 cm (36 pulg.)	Hasta 84 cm (33 pulg.)	Hasta 84 cm (33 pulg.)

* Capacidad de 726 Kg. (1600 lb.) en la posición más baja y 386 Kg. (850 lb.) en las posiciones altas.

** Kit de límite de altura recomendado para alturas de carga menores a 71 cm (28 pulg.).
Kit de altura alta recomendado para alturas de carga mayores a 81 cm (32 pulg.).

*** Se puede adaptar a plataformas de carga de hasta 91,5 cm (36 pulg.) La altura de la rueda de carga se puede fijar entre 66 cm y 91,5 cm (26 pulg. y 36 pulg.).

¹La camilla se pesa con una batería, sin colchón ni sujetadores

²La camilla se pesa con una batería, sin incubadora

³La camilla se pesa sin colchón ni sujetadores