

# AMBULANCIA TIPO II



**ISO**  
9001: 2015  
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



# AMBULANCIA TIPO II



INTERIORES



## INCREMENTO DE ALTURA INTERIOR

INSTALACIÓN DE UN TOLDO SUPERIOR AERODINÁMICO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO, SELLADO A BASE DE POLIURETANO, CON FILTRO UV, ELIMINANDO CUALQUIER TIPO DE FILTRACIÓN DE AGUA Y DE AIRE, CUENTA CON ESPACIOS PARA LAMPARAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE ACUERDO A LA NORMA KKK-1822-F.



## EQUIPAMIENTO DE CABINA DE PACIENTES

GABINETE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA METÁLICA O POLÍMERO PLÁSTICO (PVC).

## CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS

NUESTRAS AMBULANCIAS SON EQUIPADAS CON CAMILLAS DE LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO, (STRYKER Y FERNO).

## ACCESORIOS OPCIONALES

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

## EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL

TODO EL EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL ES MARCA WHELEN, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL KKK-1822-F.

## ROTULADO Y FRANJEADO TIPO AMBULANCIA

SEGÚN IMAGEN DEL USUARIO.

MORA NO. 29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, CDMX.  
C.P. 07730, TELS.: (55) 333-08-333 CON 10 LÍNEAS, 800-849-4531.

[www.comsa.com.mx](http://www.comsa.com.mx)  
[ventascomsa@comsa.com.mx](mailto:ventascomsa@comsa.com.mx)