



stryker®

Power-pro XT
camilla para
ambulancias
motorizada

Power-PRO XT

camilla para ambulancias motorizada

Se muestra con los accesorios opcionales.

Reduzca los riesgos de lesiones al elevar y descender

Power-PRO XT reduce el riesgo de traumatismos acumulativos y de días laborables perdidos o cambiados.

Suba y baje la camilla

con un dedo, no con la espalda.



Elevar y descender pacientes con tan solo tocar un botón³

Las lesiones de los operarios se producen por realizar cargas repetidas sobre la columna vertebral. Nuestra innovadora camilla para ambulancias motorizada se ha diseñado para elevar el peso del paciente con tan solo pulsar un botón, no empleando su espalda.

- **Un innovador sistema hidráulico alimentado mediante batería sube y baja al paciente con tan solo pulsar un botón.³**
- **Utiliza un sistema manual auxiliar de fácil manejo para todas las funciones motorizadas de la camilla.**
- **La sección retráctil de la cabeza reduce la superficie ocupada y permite a la camilla desplazarse a cualquier altura en espacios muy reducidos.**
- **Exclusivo de Stryker: la función retráctil automática de alta velocidad ahorra valiosos segundos al cargar y descargar.**
- **Reduce los costes de compensación a los trabajadores, las lesiones y los días laborables perdidos o cambiados, al tiempo que mejora la selección de personal y la permanencia.**

Reduce el tiempo de carga y descarga

Exclusivo de Stryker. El sistema retráctil de alta velocidad de la Power-PRO XT reducirá el tiempo de carga y descarga. Cuando la camilla detecta que el peso ya no está sobre las ruedas, la base se retrae completamente en 2,4 segundos si el botón "menos" está accionado.



Características

1 Agarraderas con textura

Facilita el control del operario con una superficie resistente y no deslizante en el extremo de la cabeza y los pies.

2 Indicador del nivel de carga del paquete de batería

Informa al operario del nivel de carga y emite una luz ámbar parpadeante cuando es necesario cambiar el paquete de batería.

3 Contador de horas

Indica cuánta horas ha estado en funcionamiento la camilla para fines de mantenimiento preventivo.

4 Asa para tirar integrada

Ofrece al operario el máximo control durante el transporte y se recoge cuando no es necesario su uso.

5 Colocación para choque, en piernas extendidas o en articulación de Gatch para rodillas opcional

La articulación Gatch para rodillas garantiza la comodidad del paciente y mayor espacio libre para la elevación.

6 Control de desbloqueo del paquete de batería

Accesible y fácil de cambiar en cualquier situación.

7 Asa de desbloqueo manual auxiliar

Permite operar manualmente todas las funciones motorizadas de la camilla.

8 Controles de energía

Los botones de control resaltados reaccionan inmediatamente al tacto y facilitan las operaciones.

9 Barra de elevación inferior

Brinda la máxima versatilidad para operarios de cualquier altura.



Sistema hidráulico de alta calidad

Proporciona un manejo fiable incluso en las condiciones más duras.



Espacio libre para la mano

Espacio libre para la mano alrededor de la estructura de la plataforma para mayor seguridad del operario.



Asa para tirar integrada

Ofrece al operario el máximo control durante el transporte y se recoge cuando no es necesario su uso.



Desconexión de la sujeción interna

Desconecta automáticamente la camilla cuando se bloquea su sistema de sujeción por motivos de seguridad.



SMRT Power System

Gestión automática de la alimentación, memoria cero y carga en el mismo vehículo. Batería de 12V con la camilla.



Barra de seguridad elevable

Garantiza la seguridad en el manejo. Reduce la altura de elevación para operarios más bajos.

Certificaciones

CE UL US IPX6 IEC-60601

SMRT Power



Colocación para choque, en piernas extendidas o en articulación de Gatch para rodillas opcional

La articulación de Gatch para rodillas garantiza la comodidad del paciente y mayor espacio libre para la elevación.

Colchón con almohadillas

El colchón con almohadillas sellado preferido por Stryker ofrece a los pacientes una mayor sensación de seguridad durante el transporte.

Barras laterales plegables

Una innovación de Stryker. Las barras laterales están diseñadas para brindar a los pacientes una mayor sensación de seguridad.

Altura de carga configurable con función de carrera

Exclusivo de Stryker. Se ajusta para adaptarse a la ambulancia.

Respaldo con asistencia neumática

Una innovación de Stryker. Reduce significativamente el esfuerzo del operario y aumenta la comodidad del paciente.

Sección para la cabeza retráctil

Brinda movilidad de 360 grados en cualquier altura.

Sistema de elevación hidráulico

Sistema de elevación hidráulico alimentado mediante batería con mecanismo manual auxiliar para la seguridad del operario.

Agarre y elevación en el cabecero y los pies

Ergonomía incomparable. Asas de elevación optimizadas a 30 grados, el ángulo preferido por la mayoría de los operarios. Las agarraderas tienen una superficie con textura, resistente y no deslizante, que garantiza el máximo control al operario.

Controles del extremo de los pies

Los controles se duplican tanto en las barras de elevación superiores como inferiores para adaptarse a operarios de cualquier altura.

Estructura en X patentada

Fiabilidad comprobada. **NO** se plegará ante la presión

Protectores de la estructura en X

Protegen la estructura en X de los impactos contra el guardabarros de la ambulancia.

Barra de seguridad elevable

Garantiza la seguridad en el manejo. Reduce la altura de elevación para operarios más bajos.

Ruedas de gran tamaño

Precisan menor esfuerzo para rodar, mejoran la manejabilidad sobre terrenos difíciles.

318kg

de capacidad



La sección retráctil de la cabeza con una barra de seguridad dispone de cómodas asas de desbloqueo para retraer el cabecero dentro de la camilla. El desbloqueo de la barra de seguridad se ha diseñado para mantener las manos lejos del mecanismo de la camilla y garantizar la seguridad.

Sección para la cabeza retráctil

Brinda movilidad de 360 grados en cualquier altura.

Características opcionales



Compatibilidad con Power-LOAD

Líder en el sector, el sistema de ajuste Power-LOAD mejora su seguridad y la de sus pacientes elevando y descendiendo la camilla Power-PRO XT dentro y fuera de la ambulancia, lo que contribuye a reducir la carga en la columna vertebral que provoca traumatismos acumulativos. La opción de compatibilidad de la camilla Power-LOAD permite que la Power-PRO XT sea totalmente compatible con el sistema Power-LOAD. Este sistema cumple los estándares de las pruebas dinámicas de choque para la máxima seguridad de los ocupantes² y recarga automáticamente la batería SMRT de la Power-PRO XT.



Antena

Permite la comunicación inalámbrica entre la Power-PRO XT y el sistema Power-LOAD.



Clavijas de bloqueo

Aseguran el cabecero de la camilla en el sistema Power-LOAD para cargar y descargar.



Enganche del extremo de los pies

Asegura el extremo de los pies de la camilla en el sistema Power-LOAD para el transporte.



Controles de energía

Controla el sistema Power-LOAD durante la carga y descarga para facilitar su operación y mejorar la comodidad.



Gancho del equipo (se adapta a la mayoría de los monitores)



Bloqueo de la dirección



Articulación de Gatch para rodillas



Soporte retráctil para botella de O₂ en el cabecero

- **Portasueros extensible de dos o tres tramos** (derecha o izquierda del paciente)
- **Soportes para botella de O₂ permanentes o extraíbles** (cabecero, piecero o fowler)
- **Bloqueos dobles de ruedas**
- **Extensión para la cabeza con almohada**
- **Gancho del equipo**
- **Bolsa de almacenamiento del respaldo**
- **Bloqueo de la dirección**
- **Plataforma del desfibrilador**
- **Transfer flat**
- **Red de almacenamiento de la base**
- **Articulación de Gatch para rodillas**
- **Soporte de montaje del cargador SMRT**
- **Compatibilidad con Power-LOAD**



Notas

[illegible]

Especificaciones de Power-PRO XT

Número de modelo	6506
Longitud¹ (rango de altura entre la posición más baja y más alta)	
Posición más alta	41,5 pulg. (105 cm)
Posición más baja	14 pulg. (36 cm)
Longitud	
Estándar	81 pulg. (206 cm)
Mínima	63 pulg. (160 cm)
Anchura	23 pulg. (58 cm)
Peso²	125 lb (57 kg)
Ruedas	
Diámetro	6 pulg. (15 cm)
Anchura	2 pulg. (5 cm)
Articulación	
Respaldo	0° – 73°
Posición de choque	+15°
Articulación de Gatch para rodillas opcional	30°
Capacidad de peso máxima³	700 lb (318 kg)
Operarios mínimos necesarios	
Camilla ocupada	2
Camilla no ocupada	1
Sistema de sujeción recomendado	
Power-LOAD	Modelo 6390
Montaje en suelo	Modelo 6370 o 6377
Montaje en pared	Modelo 6371
Altura de carga recomendada⁴	Hasta 36 pulg. (91 cm)

¹ Altura medida desde la parte inferior del colchón, desde la sección del asiento hasta el suelo.

² La camilla se pesa con un paquete de batería, sin colchón ni sujeciones.

³ Capacidad de peso de 700 lb (318 kg) con una capacidad de elevación de 500 lb (227 kg) sin asistencia (las cargas de camilla superiores a 300 lb (136 kg) pueden necesitar una asistencia adicional para ajustarse a la altura de carga establecida para la camilla).

⁴ Puede ajustarse a una plataforma de carga de hasta 91 cm. La altura de carga puede establecerse a entre 66 cm y 91 cm.

⁵ Cumple los estándares de las pruebas dinámicas de choque para Power-PRO XT (AS/NZS-4535 y BS EN-1789) y Performance-PRO XT (BS EN-1789).

Stryker se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Se incluye un vídeo con las instrucciones de uso en cada pedido.

La Power-PRO XT se ha diseñado conforme a las especificaciones federales para la ambulancia Star-of-Life KKK-A-1822.

La Power-PRO XT se ha diseñado para ser compatible con los sistemas de sujeción de camillas más competitivos.

Pendiente de patentes.

Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Favor de tomar contacto con su representante de Stryker con preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Power-PRO XT y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos detallados arriba llevan el marcado CE de acuerdo con la Directiva No. 93/42/CEE con respecto a instrumentos médicos.



Mkt Lit-MTX11206162005ES Rev J
MTX-RRD/GS 11/12
Copyright © 2012 Stryker



Reconstructive

- Hips
- Knees
- Trauma & Extremities
- Joint Preservations
- Orthobiologics

Medical & Surgical

- Power Tools & Surgical Accessories
- Image Guided Navigation
- Endoscopy & Arthroscopy
- Integrated Communications
- Beds, Stretchers & EMS
- Sustainability Solutions

Neurotechnology & Spine

- Craniomaxillofacial
- Interventional Spine
- Neurosurgical, Spine & ENT
- Neurovascular
- Spinal Implants

Stryker Iberia, S.L.
C/Sepúlveda, 17 - 28108
Alcobendas, Madrid
España

t: +34 91 728 35 00
f: +34 91 358 07 48

www.stryker.es

