

AMBULANCIA TIPO I



GMC



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz
VanPartner

AMBULANCIA TIPO I



INTERIORES



SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECIAL

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, SISTEMA INTELIGENTE DE RECARGA DE BATERÍAS, EQUIPO INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 VCD A 110 VOLTS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 110 VCA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CENTRAL DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CONSOLA CENTRAL DE CONTROL.

CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS

NUESTRAS AMBULANCIAS SON EQUIPADAS CON LAS CAMILLAS DE LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO, (STRYKER Y FERNO).

COMPARTIMIENTOS EXTERIORES

PARA TANQUE DE OXIGENO, EQUIPO MEDICO Y LLANTA DE REFACCIÓN.

CABINA DE PACIENTES

FABRICADO 100% DE ALUMINIO, ESTRUCTURA TUBULAR Y LAMINA CAL.11, AISLAMIENTO TÉRMICO EN TODA LA CABINA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES KKK-1822-F.

ROTULADO Y FRANJEADO

SEGÚN IMAGEN DEL USUARIO.

MORA 29-C, SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, CDMX.
C.P. 07730, TELS.: (55) 333-08-333 CON 10 LÍNEAS, 800-849-4531.

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx