

CONSULTORIO DIAGNÓSTICO MÓVIL



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



CONSULTORIO DIAGNÓSTICO MÓVIL



ÁREAS QUE CONTIENE EL CONSULTORIO

- AREA DE RAYOS X
- CAMARA ANECOICA
- AREA DE DIAGNÓSTICO

EQUIPOS ESPECIALES

- SISTEMA DE SANITIZACIÓN
- REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS
- SISTEMA DIGITAL DE RAYOS X



CUENTA CON UN INNOVADOR
SISTEMA DE SANITIZACIÓN
POR MEDIO DE:

- NEBULIZADORES 360°
- LAMPARAS DE
TECNOLOGÍA LED UVC.



MATERIAL UTILIZADO PARA MUEBLES Y RECUBRIMIENTOS INTERIORES

- ES UN LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO ES RESISTENTE A SOLVENTES Y DETERGENTES DE LIMPIEZA.
EL PISO DE BASE DE MADERA FENOLICA FORRADO CON LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO.

MORA NO. 29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, CDMX.
C.P. 07730, TELS.: (55) 333-08-333 CON 10 LÍNEAS, 800-849-4531.

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx

INTERIORES