

CONSULTORIOS MÉDICOS MÓVILES



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



CONSULTORIOS MÉDICOS MÓVILES



INTERIORES



MOBILIARIO PARA CONSULTORIO MÉDICO
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN METÁLICA,
EQUIPO SEMIFIJO PARA LA EXPLORACIÓN CON
MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN
CONTINUA, COLCHÓN DESMONTABLE CON
CUBIERTA DE VINIL.

BASCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIÓMETRO,
EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO Y TALLA
CORPORALES.



UNIDAD MÓVIL SOBRE CHASIS K5E

DIMENSIONES INTERIORES: 5.80 MTS. DE LARGO, 2.40 MTS. DE ANCHO, 1.90 A 2.00 MTS. LIBRES, UN COMPARTIMIENTO EXTERIOR PARA COLOCAR UNA PLANTA DE LUZ.

PLANTA DE LUZ

INSTALACIÓN DE 127 VCA.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA DE DOBLE BATERÍA

GATOS MECÁNICOS

CUENTA CON CUATRO GATOS MECÁNICOS DE CARGA DE ELEVACIÓN MANUAL CON MANERAL LATERAL, PORTÁTILES Y DESMONTABLES.

ROTULADO Y FRANJEADO

SEGÚN IMAGEN DEL USUARIO, GRADO INGENIERÍA.

MORA NO. 29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, CDMX.
C.P. 07730, TELS.: (55) 333-08-333 CON 10 LÍNEAS, 800-849-4531.

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx