

Performance-PRO™ XT

Camilla Manual para Ambulancia



Características estándar

- Controles codificados por colores
- Estructura con pintura electrostática de alta visibilidad
- Estructura en X de aluminio
- Barra de elevación y diseño de control optimizados científicamente
- Barra de elevación inferior
- Barra de seguridad capaz de levantar
- Sistema de parachoques integrado
- Superficie perforada para la camilla
- Sección de cabecera retráctil con liberación de una mano
- Barandillas laterales plegables con liberación de una mano
- Respaldo neumático con ajuste infinito y liberación con una mano
- Ruedas sobredimensionadas y selladas
- Colchón reforzado con clasificación G
- Posición de piernas en choque o plana
- Sistema de sujeción con clasificación G
- Bloqueo de rueda único
- Manija de liberación lateral
- Manija de tracción integrada
- Protectores de estructura en X
- Lavable a presión
- Ajuste de altura de carga

Características Opcionales

- Soportes de IV de dos o tres etapas de alta resistencia (derecha o izquierda del paciente)
- Soportes de botellas de oxígeno permanentes o removibles (cabezal, pie o fowler)
- Plataforma para desfibrilador
- Bloqueos de ruedas dobles
- Paquete de cinturón de seguridad Pedi-Mate
- Gancho para equipos
- Bolsa de almacenamiento en el respaldo
- Superficie de almacenamiento en la parte superior del cabezal
- Red de almacenamiento en la base
- Ajuste de rodillas
- Extensión del cabezal
- Almohada
- Extensor de cinturones de seguridad
- Compatibilidad con Power-LOAD

Especificaciones

Número de modelo	6086
Altura¹	
Posición 1	13.8 in (35.1 cm)
Posición 2	22 in (55.9 cm)
Posición 3	25.8 in (66.5 cm)
Posición 4	28.1 in (71.4 cm)
Posición 5	31.9 in (81 cm)
Posición 6	34.6 in (87.9 cm)
Posición 7	37.3 in (94.7 cm)
Posición 8	40 in (101.6 cm)
Posición 9	42.2 in (107.2 cm)
Ajuste de altura de carga	
Alta	Altura de carga de 34 in (86 cm) y superior
Média	Altura de carga entre 30 – 34 in (76 – 86 cm)
Baja	Altura de carga inferior a 30 in (76 cm)
Longitud	
Estándar	80 in (203 cm)
Mínima	64 in (163 cm)
Ancho	23 in (58 cm)
Peso	89 lb (40.37 kg)
Ruedas	
Diámetro	6 in (15 cm)
Ancho	2 in (5 cm)
Articulación	
Respaldo 0 –73°	
Posición de choque +15°	
Quiebre de rodilla opcional 30°	
Capacidad de peso máximo	700 lb (318 kg)
Operador mínimo requerido	
Camilla ocupada	2
Camilla desocupada	1
Sistema de sujeción recomendado	
Power-LOAD	Modelo 6390
Anclaje de piso	Modelo 6370 o 6377
Anclaje a pared	Modelo 6371
Altura de carga recomendada	Hasta 34 in (86.4 cm)

Garantía

- Un año de piezas y mano de obra o dos años solo de piezas
- Un año para bienes blandos
- Tres años para componentes de la estructura en X
- Garantía de por vida en todas las soldaduras*

Garantías extentidas disponibles.

*Vida útil de 7 años.

¹Altura medida desde la parte inferior del colchón de la sección de asiento hasta el nivel del suelo.

²La cuna es pesada sin el colchón ni las sujeciones.

³La altura de carga puede ajustarse entre 27,25 pol. y 34 pol.

Stryker se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Vídeo de servicio incluido con todos los pedidos.

La camilla Performance-PRO XT ha sido diseñada para cumplir con la Especificación Federal para Ambulancias Star-of-Life

KKK-A-1822. La Performance-PRO XT está diseñado para ser compatible con los sistemas de fijación de cunas de la competencia.

La combinación de colores amarillo y negro es una marca registrada de Stryker Corporation.

Cumple las normas de colisión dinámica con el sistema de fijación de cuna Performance-LOAD (SAE J3027 con X-restraints).

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o han solicitado el registro de las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: **Performance Pro**, **Power-LOAD**, **Stryker**, . Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios o titulares.